

DİKKAT: KİRLENEN SOLÜSYON TUVALETLERE DÖKÜLEREK HER TÜRLÜ HAŞEREYİ UZAKLAŞTIRIR. KLORTAB DEZENFEKTAN TABLETLERİN 24 SAAT SÜREYLE AKTİVİTESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR. TABLETLER BAKTERİLERE, FUNGİLERE, MYCOBAKTERİLERE, SPORLARA VE VİRÜSLERE (EBOLA, SARS, MERS, HIV VE HBV DAHİL) KARŞI 10.000PPM'DE 1 DAKİKA, 5.000PPM'DE 2 DAKİKADA ETKİLİDİR.

DAİMA:

- Eldiven giyilmelidir.
- Klortab solüsyonu için temiz ve kuru kaplar kullanılmalıdır.
- Klortab'ın uygun bir şekilde ölçüldüğünden emin olunmalıdır.
- Her seferinde temiz solüsyon hazırlanmalıdır.
- Dezenfeksiyon öncesi olası kirler yıkanarak temizlenmelidir (Uygun bir yerde).
- Kullanımdan sonra veya gün sonunda solüsyon mutlaka dökülmelidir.
- Solüsyon hazırlama kabının kapağı açılmadan önce tabletlerin tamamen çözündüğünden emin olunmalıdır.
- **GÖRÜLEBİLECEK HER HANGİ BİR ZEHİRLENME VAKASINDA ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİN (UZEM) 114 NO.LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ASLA:

- İpek ve yün gibi hayvani liflerle kullanılmamalıdır.
- Paslanmaz çelik malzemelerle uzun süreli temasından kaçınılmalıdır.
- Asitlerle ve kuvvet indirgeyici faktörlerle karıştırılmamalıdır.

Uyarılar: Serin ve rutubetsiz yerlerde saklanmalıdır. Yutulmamalıdır. Gözlerle teması halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır.

Hazırlanan Klortab Dezenfektan Solüsyonunun önerilen kullanım süreleri : (Görsel bir kirlilik meydana geldiğinde solüsyon kullanım süresine bakılmaksızın değiştirilmelidir.)

**1 – 1.000ppm = 1 gün,
1.000 – 2.500ppm = 2 gün,
2.500 – 10.000ppm = 7 gün**

ÜRETİCİ FİRMA:

BİOSEPT MEDİKAL, ENDÜSTRİYEL VE TEKNİK SİSTEMLER İTHALAT İHRACAT LTD ŞTİ
TEL: 0312. 397 01 42

TEK YETKİLİ TEMSİLCİSİ:

HAZERHAN TIBBİ VE TEKNİK SİSTEMLER İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.
Ankara Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi, C-Blok. No: 86, 063750 Macunköy – Ankara
Tel : 0312. 397 70 13 (pbx)
Faks : 0312. 397 75 64
e-mail : hazerhan@hazerhan.com
URL : www.hazerhan.com